TP1: Calorimetria

Introduccion

Calor: Es una forma de energia que intercambian los cuerpos al variar su temperatura y/o su etado de agregacion. Las cantidades de calor se expresan en Joule. Una caloria es la cantidad de calor que debe intercambiar un gramo de agua para variar su temperatura en 1°C.

Capacidad Calorifica: Es la cantidad de calor que debe intercambiar un cuerpo para variar su temperatura un grado, siempre que el cuerpo no sufra cambios de estado.

Calor especifico: Es la cantidad de calor que debe intercambiar cada unidad de masa de la sustancia para variar su temperatura en un grado.

Equilibrio termico: Es el proceso por el cual dos cuerpos intercambian calor hasta que ambos alcancen la misma temperatura.

Calorimetro: Es un recipiente termicamente aislado provisto de un termometro y un agitador que pasan a traves de orificios en su tapa. Si se desprecia todo intercambio calorico entre el contenido del calorimetor y su medio exterior, se cumple que la suma de las cantidades de calor que se intercambian en su interior es igual a 0.

Objetivos

- 1. Determinar el equivalente en agua de un calorimetro.
- 2. Obtener el calor especifico de una sustancia solida por el metodo de las mezclas.

Materiales empleados:

- Balanza
- Termómetro de rango 0C a 100C
- Termómetro de rango 0C a 50C
- Probeta graduada
- Calorímetro
- Caldera de Regnault
- Trípode
- Mechero de Bunsen
- Tubo de vidrio con pinza metálica

Metodos

- 1. Con la probeta graduada medir cierto volumen de agua en cm3. Como la densidad del agua es conocida, a partir de esta medición se determina la masa M en gramos.
- 2. Colocar la masa M en el calorímetro con el agitador y el termómetro de rango 0°C a 50°C. Se espera hasta que alcanza el equilibrio térmico y se mide la temperatura T1.
- 3. Nuevamente con la probeta graduada se mide el mismo volumen de agua y se saca la masa M en gramos.
- 4. Utilizar el mechero Bunsen y la caldera de Regnault para calentar una masa m de agua dentro de un tubo de vidrio. La temperatura T2 de esta masa m, debe ser mayor que T1.
- 5. El agua caliente se mezcla con el agua fria . Se espera a que se alcance el equilibrio termico.
- 6. Se realiza la determinacion del equivalente en agua del calorimetro pi.
- 7. Para la determinacion del calor especifico de una sustancia se realizan los pasos 1 y 2 nuevamente.
- 8. Con la balanza medimos una masa m de la sustancia.
- 9. Se coloca la masa en un tubo de vidrio, se la calienta hasta cierta temperatura T2.
- 10. Se mezcla en el calorimetro esta sustancia junto con el agua. Se espera hasta que alcance el sistema alcance el

equilibrio termico.

11. Con todos los datos obtenidos se calcula el calor especifico de la sustancia.

Valores Medidos

Se encuentran anexados.

Calculos

```
a) pi = -maf(Teg-Taf) + mac(Teg-Tac) / Teg - Taf
pi = -50(48.9-25.6) + mac(48.9-79) / 48.9 - 25.6
pi = -(1165g - 1505g) / 23.3
pi = 14.59g
**pi = pi \pm \Delta pi
```

Conclusion

A traves de la experiencia, se alcanzaron los objetivos y los resultados obtenidos estan dentros de los resultados esperados, con los errores propagados. Cabe destacar que hubo errores que no se tomaron en cuenta, a saber:

• Al calentar el agua, se tendria que haber esperado el estado estacionario de su temperatura ya que al calentar el agua a fuego fuerte, cuando su temperatura llega a la temperatura deseada y se interrumpe el fuego, esta puede incrementar su temperatura unos grados mas.